

المصدرين الصين لقناع الصناعات الغم والأذن بسيطة قناع حلقة الوجه، أقنعة جراحية المألوف

خصائص قناع الغم

- 1) الترشيح عالية: 3 رقائق مطوي العروض تصميم، 0.05 ميكرون الترشيح في أكبر ثم 99
- 2) أسلاك الألمنيوم نحيل يلائم بشكل مريح على الأنف، والحفاظ على أقصى قدر من الترشيح في نفس الوقت
- 3) التعادل وأسلوب حلقة الأذن: اثنين من أزواج من العلاقات البولي بروبيلين تؤمن نوبة مريحة. الأذن نمط حلقة تعلق سريع ومع (3) الحلقات المطاطية.

مواصفات حلقة الأذن قناع الوجه

مادة	PP غير المنسوجة + ورقة عالية الترشيح + غير المنسوجة PP
وزن النسيج	يمكن أن يكون كما طلبك
حلقة الأذن	التعادل أو حلقة الأذن
حجم	أو والاحتياجات الخاصة بك، 17.5 * 9.5CM
اللون	أبيض / أزرق / أخضر / وردي / أصفر / برتقالي / الأرجواني / ليمون / كابيري الأزرق / بوجوندي / أسود
حزم	جهاز كمبيوتر شخصي / مربع، 2000 جهاز كمبيوتر شخصي / الشركة التونسية 50 للملاحة، أو وفقا للشرط الخاص بك
تصميم التعبئة والتغليف	كل مربع الداخلية وطباعة الكرتون الخارجي يمكن أن يكون والتصميم الخاص بك
التطبيقات	المستشفى، والمختبرات والصناعات الغذائية، ورشة عمل خالية من الغبار والالكترونية تصنيع وهلم جرا

تخزين الأذن قناع الوجه حلقة

- 1) المنتج سوف الحفاظ على خصائصه عندما يتم تخزينها في مكان جاف في درجة حرارة بين 10 درجة و 30 درجة مئوية
- 2) لم يتعرض لأشعة الشمس المباشرة

كيفية ارتداء أقنعة جراحية المألوف لدينا

- 1) قناع شقة
- 2) قناع دفع شقة في وجهه
- 3) امسك قناع مع اليد اليسرى، والتعامل مع الحبل حول الجزء الأذن مع اليد اليمنى
- 4) عقد القناع مع اليد اليمنى، والتعامل مع الحبل حول الجزء الأذن مع اليد اليسرى
- 5) فتح طيات، ثم اضغط على مقطع الأنف

صورة لفتاح الفم



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

