

nombre del producto	Covelall desechable		
Uso previsto	Esta cobertura desechable está diseñada para hospitales, hogares, emergencias, industrias automotrices, gestión de residuos, jardinería, farmacia, procesamiento de alimentos, pinturas, visitas turísticas, riesgos químicos biológicos, laboratorios, rescate y asistencia, minería, petróleo y gas.		
Instrucciones de uso	<p><b>Alojado</b></p> <p>1) Seleccione su tamaño correcto. Asegúrese de que el producto sea adecuado para aplicaciones.</p> <p>2) Retire la cubierta, abra el CoverTall cuidadosamente. Revise su cubierta para ver todos los defectos, como agujeros o lágrimas y reemplácelo si está dañado.</p> <p>3) Muévase a un área lejos de la contaminación y los peligros en el trabajo. Asegúrese de tener todo su equipo de protección personal de fácil acceso. En una posición sentada, retire el calzado, la ropa gruesa, las joyas y cualquier cosa que pueda ser molesta Ap o plantea un riesgo de seguridad.</p> <p>4) Coloque una cubierta sin calzado, coloque los pies cuidadosamente en la cubierta apuntando con los pies y guiándola cuidadosamente a través de la abertura del tobillo. Repita con las otras piernas y luego tira de la cubierta a la cintura. Pon tus brazos en el brazo.</p> <p>5) Enrolle la cubierta del pie y coloque el calzado, luego enrolle el pie hacia abajo para cubrir completamente la parte inferior de la pierna y el tobillo. método a la barbilla.</p> <p><b>Empañado</b></p> <p>1) Retire la mayor cantidad de contaminación posible de su cubierta.</p> <p>2) Muévase al área designada lejos de la contaminación y los peligros en el trabajo. Asegúrese de que sea fácilmente accesible desde la instalación de eliminación apropiada. Asegúrese de tener a alguien o algo para mantener la estabilidad.</p> <p>3) Comenzando desde el capó, tire de la cubierta hacia abajo y fuera de ella. Retire la parte superior del cuerpo y los brazos enrollándolo y girando la manga de la camisa. Rodar hacia abajo Covelall y sal.</p>		
código	OH-5000	Talla	L
modelo	Covelall con una capucha, una cinta de dos lados en todo el colgajo. Capucha elástica y tobillo, corte y puntadas cosidas, blancas		
Ingrediente	60% de polipropileno + 40% de poletileno, 55 ± 3% GSM,		
Certificado	Tipo 5/6, EN ISO 13688: 2013, ES ISO 13982-1: 2004 + A1: 2010, EN 13034: 2005 + A1: 2009, EN 14325: 2004 FDA, ISO12385		
Está empackando	10 pcs en bolsas de poli, 50 pcs/cartón, Tamaño de cartón: 50 *30 *50 cm Cantidad de carga: 18000pcs en 1*20GP, 45000 PCS en 1*40HQ		
Duración	3 años		

Technical specification						
(All measurement are for the coverall)	No.	S	M	L	XL	XX L
chest	A	110	120	130	140	150
Total length	B	160	165	170	175	180
Length of sleeve	D	58	58	60	60	60
Length of hood	G	18	18	18	18	18

Tomando fotos:



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

