

nom de produit	Covelall jetable		
Utilisation prévue	Cette couverture jetable est conçue pour les hôpitaux, les ménages, les urgences, les industries automobiles, la gestion des déchets, le jardinage, la pharmacie, la transformation des aliments, les peintures, les visites de visites, les risques chimiques biologiques, les laboratoires, le sauvetage et l'assistance, l'exploitation minière, le pétrole et le gaz		
Mode d'emploi	<p>Enfilage</p> <p>1) Sélectionnez votre taille correcte. Assurez-vous que le produit convient aux applications.</p> <p>2) Retirez le couvercle, ouvrez soigneusement le couvercle. Vérifiez votre couverture pour tous les défauts tels que les trous ou les larmes et remplacez-vous s'il est endommagé.</p> <p>3) Déplacez-vous dans une zone loin de la contamination et des dangers au travail. Assurez-vous d'avoir tout votre équipement de protection individuelle facilement accessible. En position assise, retirez les chaussures, les vêtements épais, les bijoux et tout ce qui peut être ennuyeux AP vous ou représenter un risque de sécurité.</p> <p>4) Placer une couverture sans chaussures, mettez vos pieds soigneusement dans la couverture en pointant vos pieds et en le guidant soigneusement à travers l'ouverture de la cheville. Répétez avec les autres jambes, puis tirez le couvercle à votre taille. Mettez vos bras dans le bras.</p> <p>5) Roulez le couvercle du pied et placez vos chaussures, puis roulez le pied vers le bas pour couvrir complètement la jambe inférieure et la cheville. méthode au menton.</p> <p>Déchaînement</p> <p>1) Retirez autant de contamination que possible de votre couverture.</p> <p>2) Déplacez-vous dans la zone désignée loin de la contamination et des dangers au travail. Assurez-vous que vous êtes facilement accessible à partir de l'installation d'élimination appropriée. Assurez-vous d'avoir quelqu'un ou quelque chose pour tenir la stabilité.</p> <p>3) À partir du capot, tirez le couvercle vers le bas et hors de lui. Retirez le haut du corps et les bras en le roulant et en tournant la manche de la chemise. Baisser Covelall et sortent.</p>		
code	OH-5000	Taille	L
maquette	Covelall avec un capot, un ruban à deux faces dans tout le volet. Hotte et cheville élastique, coupées et points cousus, blanc		
Ingrédient	60% de polypropylène + 40% de polyéthylène, 55 ± 3% GSM,		
Certificat	TYPE5 / 6, EN ISO 13688: 2013, EN ISO 13982-1: 2004 + A1: 2010, EN 13034: 2005 + A1: 2009, en 14325: 2004 FDA, ISO12385		
Est emballé	10 pcs en sac en poly, 50 pcs / carton, Taille du carton: 50 * 30 * 50cm Charge Qté: 18000pcs en 1 * 20gp, 45000 pcs en 1 * 40HQ		
Durée de conservation	3 années		

Technical specification						
(All measurement are for the coverall)	No.	S	M	L	XL	XX L
chest	A	110	120	130	140	150
Total length	B	160	165	170	175	180
Length of sleeve	D	58	58	60	60	60
Length of hood	G	18	18	18	18	18

Prendre des photos:



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

