

Nama Produk	Coverall sekali pakai
Penggunaan yang dimaksudkan	ini sekali pakai coverall , dirancang untuk rumah sakit, rumah tangga, darurat, industri mobil, pengelolaan limbah, berkebun, farmasi, pengolahan makanan, lukisan, tamasya, bahaya kimia biologis, laboratorium, penyelamatan dan relief,Mining,Oil and gas
Petunjuk penggunaan	<p>Donning</p> <p>1)Choose your correct size. Ensure that the product is suitable for the application.</p> <p>2)take out the coverall,Unfold the coverall carefully</p> <p>Check your coverall for any defects such as holes or tears and replace if damaged.</p> <p>3) Pindah ke area yang jauh dari kontaminasi dan bahaya di tempat kerja.</p> <p>Pastikan Anda memiliki semua peralatan pelindung pribadi Anda dengan mudah.</p> <p>Dalam posisi duduk, lepaskan alas kaki, pakaian besar, perhiasan dan apa pun yang dapat mengganggu PPE Anda atau menimbulkan risiko keselamatan.</p> <p>4) Menempatkan penutup</p> <p>Tanpa alas kaki, masukkan kaki Anda dengan hati-hati ke coverall dengan menunjuk kaki Anda dan dengan hati-hati membimbingnya melalui pembukaan pergelangan kaki. Ulangi dengan kaki lain dan kemudian tarik coverall ke pinggang Anda. Dengan sepenuh hati masukkan lengan Anda ke lengan baju.</p> <p>5) Gulung kaki coverall dan masukkan ke dalam alas kaki Anda, lalu gulung kaki coverall kembali ke bawah untuk menutupi sepenuhnya kaki dan pergelangan kaki</p> <p>Tarik tudung di atas kepala, perlahan-lahan tarik zip dari bawah ke atas dan sampai ke dagu. Doffing.</p> <p>1) Hapus kontaminasi sebanyak mungkin dari coverall Anda.</p> <p>2) Pindah ke area yang ditunjuk dari kontaminasi dan bahaya di tempat kerja.</p> <p>Pastikan Anda mudah dijangkau dari fasilitas pembuangan yang sesuai.</p> <p>Pastikan Anda memiliki seseorang atau sesuatu untuk ditahan untuk stabilitas.</p> <p>3)Mulai dari kap, tarik coverall ke bawah dan keluarlah.</p> <p>Menghapus bagian atas tubuh dan lengan dengan menggulungnya dan membalikkan lengan baju.</p> <p>Gulung coverall dan keluar.</p>
kode	OH-5000
ukuran	L
model	Coverall dengan tudung, selotip dua sisi di atas seluruh flap. Elastis Hood dan Wasple, memotong dan dijahit jahitan,warna putih
Bahan	60% polypropylene + 40% polyethylene, 55 ± 3% GSM,
Sertifikat	Type5 6, id ISO 13688: 2013, id ISO 13982-1: 2004 + A1: 2010, EN 13034: 2005 + A1: 2009 , EN 14325: 2004 FDA, ISO12385.
Sedang mengemas	10 PC.s di sebuah poly bag, 50. pcs/Carton, Carton size:50 *30*50cm Memuat QTY: 18000 pcs dalam 1 * 20GP, 45000 pcs dalam 1 * 40HQ
Umur simpan	3 tahun

Technical specification							
(All measurement are for the coverall)		No.	S	M	L	XL	XXL
	chest	A	110	120	130	140	150
	Total length	B	160	165	170	175	180
	Length of sleeve	D	58	58	60	60	60
	Length of hood	G	18	18	18	18	18



CE ISO FDA
ISO13485



CE ISO FDA
ISO13485



CE ISO FDA
ISO13485