nome del prodotto	Covelall usa e getta
Uso previsto	Questa copertura usa e getta è progettata per ospedali, famiglie, emergenze, industrie automobilistiche, gestione dei rifiuti, giardinaggio, farmacia, trasformazione alimentare, dipinti, visite turistiche, pericoli chimici biologici, laboratori, salvataggio e assistenza, mining, petrolio e gas
Istruzioni per l'uso	Indossare 1) Seleziona la dimensione corretta. Assicurarsi che il prodotto sia adatto per le applicazioni. 2) Rimuovere la copertura, aprire con cura la copertura. Controlla la copertura per tutti i difetti come fori o lacrime e sostituire se danneggiato. 3) Spostati in un'area lontana dalla contaminazione e nei pericoli al lavoro. Assicurati di avere tutte le tue attrezzature per la protezione individuale facilmente accessibili. In posizione seduta, rimuovere calzature, vestiti spessi, gioielli e tutto ciò che può essere fastidioso AP TU O POSE un rischio per la sicurezza. 4) Posizionare una copertura senza calzature, mettere i piedi con cura nella copertura puntando i piedi e guidandolo con cura attraverso l'apertura della caviglia. Ripeti con le altre gambe e poi tira la copertura in vita. Metti le braccia nel braccio. 5) Rotola il coperchio del piede e posiziona le calzature, quindi rotola verso il basso per coprire completamente la parte inferiore della gamba e la caviglia. metodo al mento. Morbido 1) Rimuovere il maggior numero possibile di contaminazione dalla copertina. 2) Spostati nell'area designata lontano dalla contaminazione e dai pericoli al lavoro. Assicurati di essere facilmente accessibile dalla struttura di smaltimento appropriata. Assicurati di avere qualcuno o qualcosa per mantenere la stabilità. 3) A partire dal cofano, tira giù la copertura verso il basso e fuori. Rimuovi la parte superiore del corpo e delle braccia rotolandolo e girando la manica della camicia. Rotolare giù Covelall e esci.
codice	OH-5000 taglia L
modello	Covelall con un cappuccio, un nastro a due fronzoli durante il lembo. Cappuccio elastico e caviglia, tagliato e punti cuciti, bianco
Ingrediente	60% di polipropilene + 40% polietilene, 55 ± 3% GSM,
Certificato	Tipo5/6, EN ISO 13688: 2013, EN ISO 13982-1: 2004 + A1: 2010, 2010, EN 13034: 2005 + A1: 2009, EN 14325: 2004 FDA, ISO12385
È imballato	10 pezzi in poli borse, 50 pezzi/cartone, Dimensione del cartone: 50 *30 *50 cm Carico Qty: 18000pcs in 1*20gp, 45000 pezzi in 1*40HQ
Data di scadenza	3 anni

assurement are for the coverall)		No.	S	М	L	XL	XX L
	chest	A	110	120	130	140	150
() -(\ ()	Total length	В	160	165	170	175	180
	Length of sleeve	D	58	58	60	60	60
$\Lambda + \Lambda$	Length of hood	G	18	18	18	18	18

Scattare foto:



