


3ply no tejido Máscaras de cara impresas desechables para adultos

todos máscaras están hechos de los materiales de la más alta calidad, lo que proporciona una excelente protección y una comodidad superior:

- Los materiales que no se suspenden son suaves y cómodos para eliminar la irritación de la piel.
- Las capas de construcción altamente transpirables permanecen frescas, incluso durante casos largos
- Super Soft Orarop hace que el uso cómodo durante mucho tiempo



Descripción del producto

NOMBRE	desechable Máscara de cara KF94
material	Máscara de cara no tejida
color	Negro, azul, rojo, verde, amarillo
lugar de origen	Hubei, China (Mainland)
Especificaciones	1.4-PLY PROTECTION, MUY TRIPLETLE 2.PFE> 95%, BFE> 95% 3.Style: Puente de la nariz ajustable Lazo en 4. alta eficiencia de filtración
TIPO DE PLA	4 capas
estilo	oreja

APLICACIONES	Hospital, laboratorio, industria alimentaria, taller libre de polvo, electrónica Fabricantes y así sucesivamente
Embalaje	20pcs / caja, 2000pcs / ctn, o como sus requisitos
NOTA	1. Este producto se esteriliza con oxid de etileno 2.Disponible
Observación	Todos pueden ser personalizados especializados de acuerdo con su

Producto Especificaciones:

4layers kf94 máscara con sindicadores,20 * 8cm (aceptar tamaño personalizado)

La primera capa: tela Non-tejida de grado SS Grado 50G (capa externa)

La segunda capa: 99 gramos de 25 gramos de melodía.

La tercera capa: 99 gramos de 25 gramos de melodía soplada.

La cuarta capa: tejido no tejido de grado SS 30G (capa interna)

Clip de nariz

Puente de la nariz ajustableDe

S Tallas elásticas de la oreja

Gancho de oreja altas orejas de oído durante mucho tiempo.


Impermeable

Prueba a prueba de agua, más transpirable.

Diseño

Fácil de recibir

HOW TO USE



- 1 Remove mask from packaging.
- 2 Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4 Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.









