

CE ISO aprovou China máscara facial produtos Higienic suprimentos médicos manufacturer

Propriedade da máscara facial

- 1) meios de filtragem da micro-fibra elevada da filtragem com a BFE rating 99%.
- 2) cada a máscara caracteriza três camadas, com a camada mais interna macia e Lisa para conforto máximo.
- 3) estilo orelha elástico, fluido resistente e sem látex. Ajudar a proteger contra a gripe suína e outras epidemias.
- 4) tamanho especial para as senhoras: 145 × 90 milímetros

Embalagem de produtos Higienic máscara facial

Especificação	Embalagem normal	Tamanho da caixa	1 * 40 o recipiente do QG pode prender (PCes)
3-ply, 25 + 25 + 25g	50 PCes/caixa, 40 caixas/ctn	52 * 31 * 34cm	2.440.000 PCs
Observação: tudo pode ser personalizado especial de acordo aos seus requisitos reais			

Como para usar a máscara facial suprimentos médicos

- 1) Máscara plana
- 2) Empurrar máscara plana para o rosto
- 3) Segure a máscara com a mão esquerda, e segurar a corda em torno da porção da orelha com a mão direita
- 4) Segure a máscara com a mão direita, e segurar a corda em torno da porção da orelha com a mão esquerda.
- 5) Abra as dobras, e pressione o grampo do nariz.

Retratos da máscara protectora



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

