

Product details

Die Eigenschaft der medizinischen Gesichtsmasken

- 1) Polypropylen-Spinnvlies, Weich und latexfrei
- 2) Einstellbare Aluminium oder Kunststoff Nasenstück, Angenehm zu tragen
- 3) 3-Ply Spitzeschablone, Hohe Filtrations
- 4) Elastische oder Krawatte auf ear Schleife für Ihre Wahl

Wie Einweg-Mundschutz zu tragen

- 1) Flach Maske
- 2) Drücken Maske flach auf das Gesicht
- 3) Halten Sie die Maske mit der linken Hand und Griff die Leine um den Ohrenbereich mit der rechten Hand
- 4) Halten Sie die Maske mit der rechten Hand, und verarbeiten Sie die Leine um den Ohrenbereich mit der linken Hand.
- 5) Öffnen Sie die Falten, und drücken Sie die Nasenklammer.

Verpackung von chirurgischen facemasks

Spezifikation	Normale Verpackung	Kartongröße	1 * 40 HQ Container kann (PC) halten
17.5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 Stück / Karton, 40 Kartons / ctn	52 * 19 * 42cm	3.280.000 Stück
17.5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 Stück / Karton, 40 Kartons / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 Stück
Bemerkung: alle können etwas Besonderes sein individuell nach Ihren tatsächlichen Bedarf			

Product display



The regular shipment way



FAQ

F: 1. Was ist Ihre Ausgabekapazität für Ihre wichtigen Bereich des Produkts?

A: Gesichtsmaske Kapazität: 1000.000 Stück / Tag.

Coverall, OP-Kittel, Laborkittel, Bettlaken Kapazität: 10.000 Stück / Tag.

Caps Kapazität: 200.000 Stück / Tag. Jede 1 * 40HQ kann innerhalb von 1 Woche abgeschlossen sein.

Q: 2. Was ist Ihre MOQ jedes Produkt?

A: Gesichtsmaske / Kappen / Ueberziehsch / Arm Ärmel jeweils MOQ: 50.000 Stück.

Kleidung und Bettwäsche MOQ: 5000 Stück