

#### 4ly Vliesmedizinische Druckkf94 -Gesichtsmaske für Erwachsene


Alle Masken bestehen aus Materialien von höchster Qualität und bieten einen hervorragenden Schutz und einen überlegenen Komfort:

- Nicht eingestellte Materialien sind glatt und bequem, um Hautreizungen zu beseitigen
- Hoch atmungsaktive Bauschichten bleiben kühl, auch in langen Fällen
- Super sanftes Earloop macht es lange Zeit, lange Zeit zu tragen

#### 4ly Vliesmedizinische Druckkf94 -Gesichtsmaske für Erwachsene

Stoffmaterial	Schicht 1: PP nicht gewebt (maßgeschneiderter Druck) Schicht 2: Hochfiltrationspapier Schicht 3: Hochfiltrationspapier Layer4: PP nicht gewebt
Stil	40 mit 3,2 mm Flachohrschleife
Dimensionengröße	20*8cm
Stoffgewicht	30 GSM + 25 GSM + 25 GSM + 25 GSM, könnte als Ihre Anfrage sein
Farbe	Druckmustermaske
Zertifikat	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	20000pcs
Packdesign	Kann als Design sein
Verpackung	50 PCs/Box, 2000 PCs/CTN oder als Anforderung
Fähigkeit	1 Million PCs pro Tag
Lieferzeit	7-30 Tage
Anwendungen	Krankenhaus, Labor, Klinik, Lebensmittelindustrie, staubfreier Workshop

Das Bild von 4 -Lity -Nicht -Medical -Druck -KF94 -Gesichtsmaske für Erwachsene



## HOW TO USE



- 1 Remove mask from packaging.
- 2 Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4 Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

## Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.





