

CE ISO genehmigt China Face Mask higienic Produkte medizinische Versorgung Manufacturer

Eigenschaft der Face Maske

- (1) High Filtration Micro-Fiber Filter Medien mit ein BFE Rating von 99%.
- (2) Maske kennzeichnet drei Schichten, mit der innersten Schicht weich und glatt für Maximaler Komfort.
- (3) elastische Ohrbügel-Stil, flüssig-beständig und Latex-frei. Helfen Sie sich gegen die Schweinegrippe und andere Epidemien zu schützen.
- (4) besondere Größe für die Damen: 145 × 90 mm

Verpackungen von higienic-Produkten Face Mask

Spezifikation	Normale Verpackung	Karton Größe	1 * 40 HQ Container können (PCs)
3-Schicht, 25 + 25 + 26 g	50 PCs/Karton, 40 Boxen/CTN	52 * 31 * 34 cm	2.440.000 Stk.
Bemerkung: alle können individuell nach zu ihren tatsächlichen Bedürfnissen			

Wie zum Tragen der medizinischen Versorgung Face Mask

- 1) Flache Maske
- 2) Push-Maske flach ins Gesicht
- 3) Halten Sie die Maske mit der linken Hand, und handhaben Sie die Schnur um das Ohr Portion mit rechter Hand
- 4) Halten Sie die Maske mit der rechten Hand, und handhaben Sie die Schnur um das Ohr Portion mit der linken Hand.
- 5) Öffnen Sie die Falten, und drücken Sie die Nase Clip.

Bilder der Face Maske



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

