

## **China Exporteure für Industrien Mundmaske, einfache Ohrbügel Gesichtsmaske, modischen OP-Masken**

### **Eigenschaften von Mundmaske**

- 1) Hohe Filter: 3-lagig gefalteter Entwurf bietet, 0,05 Mikron Filtration bei mehr als 99%.
- 2) Schlanke Aluminiumdraht passt bequem über die Nase und die maximale Filtration bei gleichzeitig halten.
- 3) Krawatte und Ohrbügel-Stil: zwei Paare von Polypropylen Bindungen versichern einen komfortablen Sitz; Ohrbügel Stil misst schnell und mit elastischen Schlaufen.

### **Technische Daten der Ohrbügel Gesichtsmaske**

Stoff	PP non-woven + hohe Filterpapier + PP Vlies
Gewebegewicht	Könnte als Ihr Antrag sein
Ear-Schleife	Anknüpfen oder Ohrbügel
Größe	17.5 * 9.5cm, oder als Ihre Anforderungen
Farbe	weiß / blau / grün / pink / gelb / orange / lila / Zitrone / Capri blau / bordeaux / schwarz
Verpackung	50 Stück / Karton, 2000 PC / ctn oder als Ihre Anforderung
Verpackungsdesign	alle inneren Kasten und Umkarton Druck kann als Ihr Entwurf sein
Anwendungen	Krankenhaus, Labor, Lebensmittelindustrie, staubfreie Werkstatt, Elektronik produziert und so weiter

### **Speicherung der Ohrbügel Gesichtsmaske**

- 1) Das Produkt wird seine Eigenschaften beibehalten, wenn sie an einem trockenen Ort bei Temperaturen zwischen 10 ° und 30 ° C gelagert wird
- 2) Nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt.

### **Wie unsere modischen OP-Masken zu tragen**

- 1) Flach Maske
- 2) Drücken Maske flach auf das Gesicht
- 3) Halten Sie die Maske mit der linken Hand und Griff die Leine um den Ohrenbereich mit der rechten Hand
- 4) Halten Sie die Maske mit der rechten Hand, und verarbeiten Sie die Leine um den Ohrenbereich mit der linken Hand.
- 5) Öffnen Sie die Falten, und drücken Sie die Nasenklammer.

## Bild von Mundmaske

