



Produktname	3D-Fisch-geformte KF94-Gesichtsmaske
BFE, PFE.	BFE ≥95%
Material	Pp + schmelzen geblasen + schmelzen geblasen + pp
Farbe	Mehrere Farben oder gedruckt, oder wie pro Anfrage
Stil	Gehörsschleife
Gewicht	50g + 25g + 25g + 30g oder als Ihre Anfrage
Größe	20x8cm für Erwachsene, Ansprechpartner für Kindergröße
Verpackung	50 teile / sack, 40bags / karton, 2000pcs / karton.
Lieferzeit	7-15 Tage
Zahlungsbedingungen	T / t, l / c, x-transfer, paypal, etc
Bedienung	OEM, Proben bereitgestellt, Bereitstellung der Produktspezifikation
Prüfzertifizierung	GB2626-2019.


Proben können wie gewünscht bereitgestellt werden. Willkommen Ihre Anfrage.

- * 4 Schichten, die einen besseren Schutz bieten
- * 3D-Stil, der mehr Platz für Kühler erzeugt und Frischer Atem
- * Ansprechend aussehend, leichter, näherer Berührung der Maskenkante zur Haut
- * Empfindliche hautfreundlich
- * Weniger Stress Ohrschleifen am Ohr



Erhältlich In unterschiedlichen Gewichten, Größen, Farben und Verpackungen pro Anfrage

HOW TO USE



- 1 Remove mask from packaging.
- 2 Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4 Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.



Company Profile



Factory outside



Material warehouse



Dust free mask workshop



Dust free sewing workshop



Dust free packing workshop



Finished products warehouse



CE



ISO 13486



FDA