

Alle Masken bestehen aus Materialien von höchster Qualität und bieten einen hervorragenden Schutz und einen überlegenen Komfort:

- Nicht eingestellte Materialien sind glatt und bequem, um Hautreizungen zu beseitigen
- Hoch atmungsaktive Bauschichten bleiben kühl, auch in langen Fällen
- Super weiche Ohrschleife macht es lange Zeit, lange Zeit zu tragen

Nasenklammer

Einstellbare Nasenbrücke

Weicher elastischer Ohrgurt

Hoch elastische Ohrhakenohren für lange Zeit

Wasserdicht

Wasserfest, atmungsaktiver


Falten Sie Design

Leicht zu empfangen

Produktspezifikationen:

Name	Einweg -KF94 -Gesichtsmaske
Stoffmaterial	Schicht 1: PP nicht gewebt (maßgeschneiderter Druck) Schicht 2: Hochfiltrationspapier Schicht 3: Hochfiltrationspapier Schicht 4: PP nicht gewebt
Stil	40 mit 3,2 mm Flachohrschleife
Dimensionengröße	20 * 8 cm
Stoffgewicht	30 GSM + 25 GSM + 25 GSM + 25 GSM, könnte als Ihre Anfrage sein
Farbe	Farbgradientenmaske
Zertifikat	CE, ISO13485, FDA
MOQ	20000 PCs
Packdesign	Kann als Design sein
Verpackung	50 PCs /Box, 2000 PCs /CTN oder als Anforderung
Fähigkeit	1 Million PCs pro Tag
Lieferzeit	7-30 Tage
Anwendungen	Krankenhaus, Labor, Klinik, Lebensmittelindustrie, staubfreier Workshop

Das Bild von KF94



## HOW TO USE



- 1** Remove mask from packaging.
- 2** Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3** Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4** Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

## Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.





