

Einweg-Gesichtsmaske mit Ohrbügel, Einweg-Maske Krankenhaus, Einweg-Masken Fabrik

Schnelle Details für Einweg-Maske Krankenhaus

- 1) Schicht: 3ply, PP non-woven + hohe Filterpapier + PP Vlies
- 2) Größe: 19.5X7.5cm
- 3) Farbe: weiß / blau / grün / pink / gelb / orange / lila / Zitrone / Capri blau / bordeaux / schwarz, Wir haben 11 verschiedene Farben völlig.
- 4) Ohrschleife: flache elastische, runde elastische oder Krawatte auf Ohrbügel
- 5) Nasenleiste: Kunststoff oder Metall

Unsere Einweg-Masken können folgende Qualitätsstandard erreichen

- 1) Konform mit EN14683: 2005
- 2) Bakterienfiltrationseffizienz (BFE%) > 99%.
- 3) TYP IIR Standard, Widerstand gegen das Eindringen von synthetischem Blut-120mmHg.

Wie Einweg-Gesichtsmaske mit Ohrbügel tragen

- 1) Flach die Einwegmasken
- 2) Drücken Sie Einwegmasken flach auf das Gesicht
- 3) Halten Sie die Maske mit der linken Hand und Griff die Leine um den Ohrenbereich mit der rechten Hand
- 4) Halten Sie die Maske mit der rechten Hand, und verarbeiten Sie die Leine um den Ohrenbereich mit der linken Hand.
- 5) Öffnen Sie die Falten, und drücken Sie die Nasenklammer.

Verpackung von Einweg-Maske Krankenhaus

Spezifikation	Normale Verpackung	Kartongröße	1 * 40 HQ Container kann (PC) halten
17.5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 Stück / Karton, 40 Kartons / ctn	52 * 19 * 42cm	3.280.000 Stück
17.5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 Stück / Karton, 40 Kartons / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 Stück

Bemerkung: alle können etwas Besonderes sein individuell nach Ihren tatsächlichen Bedarf

Weitere Informationen von Einweg-Gesichtsmaske mit earloop

MOQ	100.000 Stück
Preis	Verhandelbar
Zahlungsbedingungen	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, ESCROW, Paypal
Versorgungsmaterial-Fähigkeit	1.000.000 Stück / Tag, 1 * 40 HQ Container kann in 15 Tagen fertig sein
Lieferzeit	Normalerweise bestätigt 30 Tage nach der Bestellung
Sample	Probe frei ist, kann auch in 2 Tagen vorbereitet werden

Bilder von Einweg-Gesichtsmaske mit earloop





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

