

Todas las máscaras están hechas de los materiales de la más alta calidad, proporcionando una excelente protección y una comodidad superior:

- Los materiales no de inflexión son suaves y cómodos para eliminar la irritación de la piel.
- Las capas de construcción altamente transpirables permanecen frescas, incluso durante casos largos.
- Super Soft Oree Loop hace que el uso cómodo durante mucho tiempo

Clip de nariz

Puente de la nariz ajustable,

Correa de oído elástica suave

Gancho de oreja altas orejas de oído durante mucho tiempo.

Impermeable

Prueba a prueba de agua, más transpirable.

Diseño


Fácil de recibir

Especificaciones del producto:

Nombre	Máscara de cara KF94 desechable
Material de tela	Capa 1: PP no tejida (impresión personalizada) Capa 2: Papel de alta filtración Capa 3: Papel de alta filtración Layer4: PP no tejido
Estilo	4plemente, con lazo redondo.
Tamaño de las dimensiones	20 * 8 cm
Peso de la tela	30GSM + 25GSM + 25GSM + 25GSM, podría ser tan solicitado
Color	Máscara colorida
Certificado	CE, ISO13485, FDA
Moq	20000 PCS
Diseño de embalaje	puede ser como su diseño
Embalaje	50 piezas / caja, 2000 PCS / CTN, o como su requisito
Capacidad	1 millón de PCs por día
El tiempo de entrega	7-30 días
Aplicaciones	Hospital, laboratorio, clínica, industria alimentaria, taller sin polvo.

Las muestras se pueden proporcionar según lo solicitado. Bienvenido a su consulta.

La imagen de kf94



## HOW TO USE



- 1 Remove mask from packaging.
- 2 Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4 Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

## Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.





