

Todas las máscaras están hechas de los materiales de la más alta calidad, proporcionando una excelente protección y una comodidad superior:

- Los materiales que no se suspenden son suaves y cómodos para eliminar la irritación de la piel.
- > Las capas de construcción altamente transpirables permanecen frescas, incluso durante casos largos
- Súper oído suave Loop hace que el uso cómodo durante mucho tiempo

Clip de nariz

Puente de la nariz ajustable,

Correa de oído elástica suave

Orejas de orejas de oído elásticas altas durante mucho tiempo.

A prueba de agua

Prueba a prueba de agua, más transpirable

Doble diseño

Fácil de recibir

Producto Especificaciones:

| | |
|----------------------------------|--|
| NOMBRE | Máscara de cara KF94 desechable |
| Material de tela | Capa 1: PP no tejida (impresión personalizada) Capa 2: Papel de filtración alta Capa 3: Papel de alta filtración Layer4: PP no tejido |
| Estilo | 4plely, con el bucle redondo |
| Tamaño de las dimensiones | 20 * 8 cm |
| Peso de la tela | 30GSM + 25GSM + 25GSM + 25GSM, podría ser tan solicitado |
| color | Máscara colorida |
| certificado | CE, ISO13485, FDA |
| MOQ | 20000 PCS |
| Diseño de embalaje | Puede ser como su diseño |
| Embalaje | 50 PCS / CAJA, 2000 PCS / CTN, o como su requisito |
| Capacidad | 1 millón de PCs por día |
| Tiempo de entrega | 7-30 días |
| APLICACIONES | Hospital, laboratorio, clínica, industria alimentaria, taller sin polvo |


La imagen de KF94












Invisible Adjustable Soft Nose Clip
Better Fit Your Face
Barrier the Up Direction Air



High Strength Ear Loop
Comfortable Ware
No Hurt or Harm to Your Ear with
Long Period Wearing



Extra Soft Accessible
Skin Layer Inside soft
Non-Woven Protective Layer
No Harm to your Skin

HOW TO USE



- 1 Remove mask from packaging.
- 2 Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4 Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.