

## **CE ISO aprobó China mascarilla higiénicos productos médicos suministros manufacturer**

### **Característica de la máscara de la cara**

- (1) medios filtrantes de la micro-fibra de la alta filtración con una calificación de BFE 99%.
- 2) cada la máscara presenta tres capas, con la capa más interna suave y lisa para máxima comodidad.
- (3) estilo gancho elástico, flúido resistente y sin látex. Ayudar a proteger contra la gripe porcina y otras epidemias.
- (4) tamaño especial para las señoras: 145 × 90 milímetro

### **Envasado de productos higiénicos mascarilla facial**

|   |                          |                   |   |
|---|--------------------------|-------------------|---|
| Especificación  | Embalaje normal          | Tamaño del cartón | el envase del HQ 1 * 40 puede sostener (las PC) |
| de 3 capas, 25 + 25 + 5 g   | 50 PCS/Box, 40 cajas/ctn | los 52 * 31 * 34  | 2.440.000 PCS                                   |
| Observación: todos pueden ser modificados para requisitos particulares especiales que acuerdan a sus necesidades reales |                          |                   |   |

### **Cómo para usar la mascarilla facial de suministros médicos**

- 1) Máscara plana
- 2) Empujar la mascarilla plana a la cara
- 3) Sostenga la máscara con la mano izquierda, y maneje la correa alrededor de la porción del oído con la mano derecha
- 4) Sostenga la mascarilla con la mano derecha, y maneje la correa alrededor de la porción del oído con la mano izquierda.
- 5) Abra los pliegues y presione el clip de la nariz.

### **Cuadros de la máscara de la cara**



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

