

Product details

La tela de lazo en la máscara quirúrgica

- 1st capa: capa exterior, tejido de polipropileno, blanca, suave y transpirable.
- 2nd capa: capa media, papel de filtro, blanca, se puede filtrar la suciedad, irritante, sustancia cancerígena y bacterias, BFE ≥ 99%.
- 3rd capa: capa interior, tejido de polipropileno, blanca, resistente fluido, la protección suave y transpirable, del medio ambiente.

Cuando el uso de máscaras médicas para la venta por favor kindly note

- 1) El producto es un material desechable, no limpieza para su reutilización
- 2) No usar cuando se encontró contaminación por hidrocarburos antes de usar
- 3) El producto no puede ser contra el polvo y los gases nocivos
- 4) No utilice este producto si usted sea alérgico a ella

Envasado de máscara de media cara

Especificación	embalaje normal	Caja tamaño	Tamaño del cartón
17.5 * 9.5cm, 3ply	50 PC / caja, 40 cajas / ctn	18 * 10 * 10cm	52 * 38 * 42cm
O como sus requisitos			

Product display



The regular shipment way



FAQ

P1: ¿Puedo obtener las muestras libres para la comprobación de la calidad? Cuanto tiempo puedo conseguirlo?

R: Sí, nuestras muestras se pueden suministrar libre el plazo de 3-7 días.

P2: Podemos imprimir nuestro logo en los productos o el embalaje?

R: Sí, todos los productos pueden ser hechos a la medida y todo el paquete se pueden imprimir como sus ilustraciones.

P3: ¿Cuál es su forma habitual de pago? ¿Podría cambiar el elemento de pago, después de algún tipo de cooperación tiempos?

R: Por primera orden, el 30% T / T por adelantado, el 70% será pagado antes de la carga. Sí podemos discutir más sobre él después de algún tipo de cooperación tiempos.