

Descripción general de la configuración

Este [vestido](#) está diseñado para protección opcional durante los procedimientos quirúrgicos de Duración moderada que implica

Riesgo moderado de infección.

. Consiste en:

Material: SMS, PP, PP+PE, CPE

Color: azul, blanco

2 mangas largas con brazaletes tejidos o manguitos elásticos

Velcro cuello trasero, corbata en el cuello o collar redondo y cintura

Especificaciones técnicas

Recomendar materia prima: [SMS](#), PP+PE, CPE

Estilo: Dos mangas largas con brazaletes tejidos, velcro cuello trasero o corbata en el cuello y cinturas

Dimensiones: CM

Sizes	Long (below highest point of shoulder seam)	Width (monolayer)	Belt length	Length of sleeve	Deviation
108 × 138 (S)	108	137	65	58	± 2
115 × 137 (M)	115	138	65	58	± 2
120 × 150 (L)	120	150	65	59	± 2
130 × 150 (XL)	130	150	69	59	± 2
140 × 160 (XXL)	140	160	69	61	± 2

Embalaje

1ordenador personal/ Bag, 50pcs/Carton

Carton: 50 cm*32 cm*30 cm, Alrededor de 540 cartones en 20GP, 1080 cartones en un 40HQ

Instrucciones

1. Lavar las manos;
2. Comprobando el paquete quirúrgico estéril (no expirado, dañado, húmedo y así sucesivamente ...)
3. Quítate la bolsa estéril y saca la [vestido](#) y abrirlo.
4. Atrapando el collar de vestidos, la corbata en el costo debe estar cara al cuerpo, ligero Shake the Gowns para asegurarse de que sea T apertura otalmente;

5. Poniendo las manos en dos mangas, hasta que tus manos Salir totalmente;

6. TIPA fija en el cuello y la cintura, ajuste los lazos ajustados bien en el cuerpo, ajustando al contorno de tu cuerpo.

Stitched seams




Ultrasonic sealing seams





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
Klasifikasi: 100% Polyester





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orientHonest
MEDICAL INTERNATIONAL

