

## **Alta filtración mascarilla de carbón activado, mascarilla filtro de carbón, máscara de carbono con gancho**

### **Los detalles de la mascarilla de carbón activado**

- 1) Estilo: Oído-loop, cómodo de llevar
- 2) Una pieza de metal dentro de agarrar la nariz, lo hacen perfecto para encajar
- 3) La dimensión de la máscara: 17,5 cm x 9 cm (tamaño estándar)
- 4) 4layers, alta capacidad de filtración
- 5) 50 PC por la caja, 2000 PC por el cartón, o como sus requisitos


### **Características de la mascarilla filtro de carbón**

- 1) 100% nuevo y de alta calidad
- 2) no tejido, tela de hilo encolado
- 3) suave, ligero, cómodo, sin olor
- 4) En este artículo se adopta el carbón activado para el emparedado, tela de algodón para exterior, de transformación y en, que puede filtrar con eficacia el polvo y los gases nocivos, una bacteria de filtro, papel protector.
- 5) desechable, caja fuerte, grande para el uso 1 vez

### **Las condiciones de pago de la mascarilla de carbón activado**

MOQ	100.000 PC
Precio	Negociable
Términos de pago	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, FIDEICOMISO, PayPal
capacidad de la fuente	1.000.000 PC / día, 1 * 40 HQ contenedor se puede acabar en 15 días
El tiempo de entrega	Normalmente 30 días después de confirmado el pedido
Muestra	Muestra está libre, se pueden preparar bien en 2 días

### **Cuadro de la máscara de carbono**



PF

P1: ¿Puedo obtener las muestras libres para la comprobación de la calidad? Cuanto tiempo puedo conseguirlo?

R: Sí, nuestras muestras se pueden suministrar libre el plazo de 3-7 días.

P2: ¿Podemos imprimir nuestro logo en los productos o el embalaje?

R: Sí, todos los productos pueden ser hechos a la medida y todo el paquete se pueden imprimir como sus ilustraciones.

P3: ¿Cuál es su forma habitual de pago? ¿Podría cambiar el elemento de pago, después de algún tipo de cooperación tiempos?

R: Por primera orden, el 30% T / T por adelantado, el 70% será pagado antes de la carga.

Sí podemos discutir más sobre él después de algún tipo de cooperación tiempos.