

Especificaciones del producto:

4layers [Máscara kf94](#) Con Larraops, adulto 20 \* 8cm,

La primera capa: tela no tejida (capa externa)

La segunda capa: Paño de fundición

La tercera capa: Paño con purga

La cuarta capa: tela no tejida (capa interna)

Clip de nariz

Puente de la nariz ajustable,

Correa de oído elástica suave


Gancho de oreja altas orejas de oído durante mucho tiempo.

Impermeable

Prueba a prueba de agua, más transpirable.

Diseño

Fácil de recibir




Descripción del producto

Nombre	Máscara de cara KF94 desechable
Material	Máscara de cara no tejida

Color	Negro, azul, rojo, verde, amarillo
Lugar de origen	Hubei, China (Mainland)
Especificaciones	Protección de 1.4-capa, altamente transpirable.
	2.PFE> 95%, BFE> 95%
	3.Style: Lazo de puente de nariz ajustable en
	4. alta eficiencia de filtración
Tipo de capa	4 capitán
Estilo	oreja
Aplicaciones	Hospital, laboratorio, industria alimentaria, Taller de polvo, electrónica. Fabricantes y así sucesivamente
Embalaje	20pcs / caja, 2000pcs / ctn, o como sus requisitos
Observación	Todos pueden ser personalizados especiales de acuerdo a su real.

## HOW TO USE



- 1 Remove mask from packaging.
- 2 Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4 Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

### Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.



