

**Todas las máscaras están hechas de los materiales de la más alta calidad, proporcionando una excelente protección y una comodidad superior:**

- Los materiales que no se suspenden son suaves y cómodos para eliminar la irritación de la piel.

> Las capas de construcción altamente transpirables permanecen frescas, incluso durante casos largos

- Súper oído suave Loop hace que el uso cómodo durante mucho tiempo

### **Clip de nariz**

Puente de la nariz ajustable,

### **Correa de oído elástica suave**

Orejas de orejas de oído elásticas altas durante mucho tiempo.

### **A prueba de agua**

Prueba a prueba de agua, más transpirable

### **Doble diseño**

Fácil de recibir

### **Producto Especificaciones:**

NOMBRE

Máscara de cara KF94 desechable

#### **Material de tela**

Capa 1: PP no tejida (impresión personalizada)

Capa 2: Papel de filtración alta

Capa 3: Papel de alta filtración

Layer4: PP no tejido

#### **Estilo**

4plely, con el bucle redondo

#### **Tamaño de las dimensiones**

20 \* 8 cm

Peso de la tela

30GSM + 25GSM + 25GSM + 25GSM, podría ser tan solicitado

color

Máscara colorida

certificado

CE, ISO13485, FDA

MOQ

20000 PCS

Diseño de embalaje

Puede ser como su diseño

Embalaje

50 PCS / CAJA, 2000 PCS / CTN, o como su requisito

Capacidad

1 millón de PCs por día

Tiempo de entrega

7-30 días

APLICACIONES

Hospital, laboratorio, clínica, industria alimentaria, taller sin polvo

**La imagen de KF94**



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL















Invisible Adjustable Soft Nose Clip  
Better Fit Your Face  
Barrier the Up Direction Air



High Strength Ear Loop  
Comfortable Ware  
No Hurt or Harm to Your Ear with  
Long Period Wearing



Extra Soft Accessible  
Skin Layer Inside soft  
Non-Woven Protective Layer  
No Harm to your Skin



# HOW TO USE



- 1 Remove mask from packaging.
- 2 Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4 Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

## Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.