

Los fabricantes de máscara no tejida cara anti-niebla, mascarilla no tejida libre de la niebla desechable, mascarillas de seguridad

Especificación de no tejido mascarilla anti-niebla

Material	PP no tejido + alta filtración de papel + PP no tejido
gancho para la oreja	corbata en o gancho para la oreja elástica
barra de la nariz	plástico o metal, flexible, accesorio fijo, barra 2 de la nariz
Color	Blanco / azul / verde / rosa / amarillo / naranja / violeta / limón / azul de Capri / burdeos / negro
tamaño	17,5 * 9,5 cm, un tamaño cupo todos
MOQ	100.000 PC
Precio	Negociable
Términos de pago	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, FIDEICOMISO, PayPal
capacidad de la fuente	1.000.000 PC / día, 1 * 40 HQ contenedor se puede acabar en 15 días
El tiempo de entrega	Normalmente 30 días después de confirmado el pedido
Muestra	Muestra está libre, se pueden preparar bien en 2 días

Cómo usar mascarilla desechable no tejido libre de la niebla?

- 1) Apartamento de las mascarillas de seguridad
- 2) Empuje la máscara a la cara plana
- 3) Mantenga la máscara con la mano izquierda, y manejar el cordón alrededor de la parte del oído con la mano derecha
- 4) Mantenga la máscara con la mano derecha y la manija de la cuerda de seguridad alrededor de la parte del oído con la mano izquierda.
- 5) Abrir los pliegues, y presione la pinza en la nariz.

Cuadro de la niebla no tejido desechable máscara de cara libre





PF

P1: .How, dar solución a los problemas de calidad en su caso?

R: Nuestra fábrica pagará la mayor atención a los problemas de calidad. profundamente vamos a investigar la causa raíz de los problemas y encontrar la mejor solución para evitar cualquier problema futuro. Mientras tanto vamos a correspondiente compensación por nuestros clientes.

P2: ¿Cuál es su fecha de caducidad productos?

R: Alrededor de 3-5 años.

P3: Haga su empresa tiene algún sistema de gestión de la calidad tales como ISO, EN o certificado (s) de la CE?

R: Sí, tenemos CE, ISO13485, FDA. Informe de alcance y Nelson.