

## **Todas las máscaras están hechas de materiales de la más alta calidad, que proporcionan una excelente protección y comodidad superior:**

- Los materiales no encendidos son suaves y cómodos para eliminar la irritación de la piel
- Las capas de construcción altamente transpirables permanecen frías, incluso durante casos largos
- Ear super suave Loop hace que se sienta cómodo durante mucho tiempo

### **Nariz Clip**

Puente de nariz ajustable,

### **Correa de oreja elástica suave**

Las orejas de oído de gancho de orejas altas durante mucho tiempo.

### **Agua a prueba de agua**

Prueba a prueba de agua, más transpirable

### **Diseño de pliegue**

fácil de recibir

### **Producto Especificaciones:**


nombre	Máscara facial KF94 desechable
<b>Material de tela</b>	Capa 1: PP no tejido (impresión personalizada) Capa 2: Documento de filtración alto Capa 3: Documento de filtración alto Capa4: PP no tejido
<b>Estilo</b>	4ply, con bucle de oído redondo
<b>Tamaño de dimensiones</b>	20 * 8 cm
peso de tela	30gsm + 25gsm + 25gsm + 25gsm, podría ser como su solicitud
Color	Máscara colorida
Certificado	CE, ISO13485, FDA
moq	20000 PCS
Diseño de embalaje	puede ser como su diseño
Embalaje	50 pcs /box, 2000 pcs /ctn, o como su requisito
Capacidad	1 millón de piezas por día
Tiempo de entrega	7-30 días
Aplicaciones	Hospital, laboratorio, clínica, industria alimentaria, taller sin polvo

### **La imagen de KF94**










Invisible Adjustable Soft Nose Clip  
Better Fit Your Face  
Barrier the Up Direction Air



High Strength Ear Loop  
Comfortable Ware  
No Hurt or Harm to Your Ear with  
Long Period Wearing



Extra Soft Accessible  
Skin Layer Inside soft  
Non-Woven Protective Layer  
No Harm to your Skin



# HOW TO USE



- 1 Remove mask from packaging.
- 2 Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4 Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

## Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.