

## Especificación de la bata quirúrgica desechable estéril:

Nombre:	desechable Ropa de operar estéril
Material:	SMS
gramaje:	30-60 gsm
Cierre:	con cierre de cinturón o con cierre de velcro
Solicitud:	para, farmacéutica, sector médico, quirúrgico de laboratorio, industriales
Tamaño:	S / M / L / XL / XXL / XXXL
Color:	Azul oscuro, etc, opcional
Embalaje:	Embalaje normal: 1pcs / polybag, 50pcs / carton
Almacenamiento:	Almacenado en seco, la humedad por debajo del 80%, ventilado, no corrosivo gases de almacén
Proceso de dar un CE, ISO13485 título:	

## Carta del tamaño de la bata estéril desechable:

QUIRÚRGICO / AISLAMIENTO TABLA DE VESTIDO TAMAÑO (Carta del tamaño personalizado es bienvenido)						
CM	S	METRO	L	SG	XXL	XXXL
ALTURA	115	115	120	125	130	135
LONGITUD PECHO	127	137	140	145	150	155

## Estilos de bata estéril desechable:

- vestido de operación A.standard con puño de punto
- vestido de operación B.standard con puño elástico
- C.half reforzado vestido de operación con puño de punto
- D.full reforzado vestido de operación con puño de punto

## Ventajas de la bata estéril desechable:

- material de 1.SMS: Sin pelusa, resistente al agua, buena resistencia a la tracción, confortasegundoLe.
- De peso ligero, no irritante, propiedad antibacteriana, buena resistencia a la tracción, transpirabilidad Superior y anti-estática, resistencia al impacto, suave, cómodo.
- Proporcionar Una excelente barrera a la sangre potencialmente infecciosos y otros fluidos corporales. contra la salpicadura de material químico y polvo sólido.
- Desechable SMS bata quirúrgica, principalmente para el médico para su funcionamiento, también disponible para su uso en los médicos de la sala de aislamiento y visitantes.
- Disponible Bata quirúrgica SMS es la indumentaria médica más convencional, puede alcanzar los

estándares de protección de la salud en el caso general.

6.SMS: "Tres defensas" (impermeable, anti-alcohol y salpicaduras anti-sangre) para cumplir con los estándares médicos nacionales e internacionales.

### Cuadro de la bata desechable de operar:

