

Todas las máscaras están hechas de los materiales de la más alta calidad, proporcionando una excelente protección y una comodidad superior:

- Los materiales que no se suspenden son suaves y cómodos para eliminar la irritación de la piel.

> Las capas de construcción altamente transpirables permanecen frescas, incluso durante casos largos

- Súper oído suave Loop hace que el uso cómodo durante mucho tiempo

Clip de nariz

Puente de la nariz ajustable,

Correa de oído elástica suave

Orejas de orejas de oído elásticas altas durante mucho tiempo.

Impermeable

Prueba a prueba de agua, más transpirable

Diseño

Fácil de recibir

Producto Especificaciones:

NOMBRE

Máscara de cara KF94 desechable

Tela material

Capa 1: PP no tejido (impresión personalizada)

Capa 2: Papel de filtración alta

capa 3: Papel de alta filtración

capa 4: PP no tejido

estilo

4plely, con el bucle redondo

Dimensiones Tamaño

20 * 8 cm

Peso de la tela

30 GSM + 25GSM + 25GSM + 25GSM, podría ser tan solicitado

Color

Máscara colorida

Certificado

CE, ISO13485, FDA

Moq

20000 PCS

Diseño de embalaje

Puede ser como su diseño

Embalaje

5 0 PCS / Box, 2000 PCS / CTN, o como su requisito

Capacidad

1 millón PCS por día

El tiempo de entrega

7-30 días

Aplicaciones

HOSPITAL, Laboratorio, clínica, industria alimentaria, taller sin polvo.

La imagen de kf94











HOW TO USE



- 1 Remove mask from packaging.
- 2 Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4 Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.