

Tous les masques sont fabriqués sur les matériaux de la plus haute qualité, offrant une excellente protection et un confort supérieur:

- Les matériaux non pelucheux sont lisses et confortables pour éliminer l'irritation de la peau
- Les couches de construction très respirantes restent fraîches, même pendant de longues cas
- La boucle d'oreille super douce rend la main à l'aise pendant longtemps

Clip de nez

Pont de nez ajustable,

Sangle d'oreille élastique douce

Écouteurs d'oreilles d'oreille à oreilles élastiques élevées pendant une longue période.

Étanche

Test d'épreuve de l'eau, plus respirant

Conception de pliage


Facile à recevoir

Spécifications du produit:

Nom	Masque de visage KF94 jetable
Matriel fabriqué	Couche 1: PP Non tissé (impression personnalisée) Couche 2: papier de filtration élevé Couche 3: papier de filtration élevé COUCHE4: PP Non tissé
Style	Mply, avec boucle d'oreille ronde
Taille des dimensions	20 * 8 cm
Poids de tissu	30gsm + 25gsm + 25gsm + 25gsm, pourrait être comme votre demande
Couleur	Masque coloré
Certificat	CE, ISO13485, FDA
Moq	20000 pcs
Conception d'emballage	peut être comme votre conception
Emballage	50 pcs / boîte, 2000 pcs / CTN ou comme condition
Aptitude	1 million de pcs par jour
Délai de livraison	7-30 jours
Applications	Hôpital, laboratoire, clinique, industrie alimentaire, atelier sans poussière

Les échantillons peuvent être fournis comme demandé. Accueillez votre demande.

La photo de kf94



HOW TO USE



- 1** Remove mask from packaging.
- 2** Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3** Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4** Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.





