Tous les masques sont constitués de matériaux de la plus haute qualité, offrant une excellente protection et un confort supérieur:

- Les matériaux non pelés sont lisses et confortables pour éliminer l'irritation de la peau
- Les couches de construction très respirantes restent cool, même pendant de longues cas
- Oreille super douce La boucle fait de l'air à l'aise pendant longtemps

Clip de nez

Pont de nez réglable,

Sangle d'oreille élastique douce

oreilles d'oreilles à oreille élastique élevée pendant une longue période.

Preuve de l'eau

Test anti-eau, plus respirant

Design de pliage

facile à recevoir

Produit Spécifications:


Nom	Masque de visage KF94 jetable
	Couche 1: PP Non tissé (impression personnalisée) Couche 2: papier de filtration élevé couche 3: papier de filtration élevé Layer4: PP Non tissé
<u>Style</u>	Mply, avec boucle d'oreille ronde
Taille des dimensions	20 * 8 cm
Poids en tissu	30gsm + 25gsm + 25gsm + 25gsm, pourrait être aussi votre demande
couleur	Masque coloré
Certificat	CE, ISO13485, FDA
MOQ	20000 pcs
Conception d'emballage	peut être comme votre conception
Emballage	50 pcs / boîte, 2000 pcs / CTN, ou comme condition
Capacité	1 million de PC par jour
Délai de livraison	7-30 jours
Applications	Hôpital, laboratoire, clinique, industrie alimentaire, atelier sans poussière

L'image de KF94













Invisible Adjustable Soft Nose Clip Better Fit Your Face Barrier the Up Direction Air




High Strength Ear Loop Comfortable Ware No Hurt or Harm to Your Ear with Long Period Wearing



Extra Soft Accessible Skin Layer Inside soft Non-Woven Protective Layer No Harm to your Skin

HOW TO USE



- Remove mask from packaging.
- Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

Precautions for Use

- 1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
- 2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
- 3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
- 4. This mask is disposable. Do not wash your mask.