

CE ISO approuvé Chine masque facial produits Higienic fournitures médicales manufacturer

Propriété de masque facial

- (1) filtre Micro-Fiber filtrant à haute filtration avec a BFE Rating 99%.
- 2) chaque le masque comporte trois couches, avec la couche la plus intime douce et lisse pour confort maximum.
- (3) style oreille élastique, résistant aux fluides et sans latex. Aider à protéger contre la grippe porcine et d'autres épidémies.
- (4) taille spéciale pour les dames: 145 × 90 millimètres

Emballage de produits Higienic masque facial

Spécification	Emballage normal	Taille de carton	conteneur 1 * 40 HQ CAN Hold (PCS)
3-ply, 25 + 25 + 24 g	50 PCs/boîte, 40 boîtes/ctn	52 * 31 * 34	2 440 000 PCs
Remarque: tout peut être personnalisé spécial selon à vos besoins réels			

Comment pour porter le masque facial de fournitures médicales

- 1) Masque plat
- 2) Poussez le masque à plat sur le visage
- 3) Tenez le masque avec la main gauche, et manipulez la lanière autour de la partie d'oreille avec la main droite
- 4) Tenez le masque avec la main droite, et manipulez la lanière autour de la partie d'oreille avec la main gauche.
- 5) Ouvrez les plis et appuyez sur l'agrafe du nez.

Photos de masque de visage



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

