

Spécifications du produit:

4Layers **Masque KF94** avec Earloops, 15,7 * 10,7 cm (accepter la taille personnalisée)

La première couche: tissu non tissé (couche externe)

La deuxième couche: Faire fondre le tissu

La troisième couche: fonte de fonte

La quatrième couche: tissu non tissé (couche intérieure)

Coup de nez

Pont de nez réglable,

Sangle d'oreille élastique douce

Oreilles d'oreille à oreille élastique élevée pendant longtemps.

Imperméable

Test d'épreuve de l'eau, plus respirant

Plier la conception

Facile à recevoir




Description du produit

Nom	Masque facial KF94 jetable
Matériel	Masque facial non tissé

Couleur	Noir, bleu, rouge, vert, jaune ou personnalisé
Lieu d'origine	Hubei, Chine (continentale)
Caractéristiques	Protection de 1,4 pli, hautement respirante
	2.PFE> 95%, BFE> 95%
	3.Tyle: lien de pont de nez réglable sur
	4. Efficacité de filtration élevée
Type de pli	4 pli
Style	earloop
Applications	Hôpital, laboratoire, industrie alimentaire, atelier sans poussière, électronique fabricants et ainsi de suite
Emballage	20pcs / box, 2000pcs / ctn, ou comme vos exigences
Noter	
	jetable
Remarque	Tous peuvent être spécialisés spéciaux en fonction de votre véritable

HOW TO USE



- 1 Remove mask from packaging.
- 2 Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4 Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.





