

Présentation de la configuration

Cette [robe](#) est conçu pour une protection facultative pendant les procédures chirurgicales de Durée modérée impliquant

risque modéré d'infection.

. Il se compose:

Matériel: SMS, PP, PP + PE, CPE

Couleur: bleu, blanc

2 manches longues avec manchette tricotée ou manchette élastique

Cou au dos velcro, cravate sur le cou ou le col rond et la taille

Spécifications techniques

Recommander des matières premières: [SMS](#), Pp + pe, cpe

Style: deux manches longues avec manchette, tricotée, Velcro Back Cou ou cravate sur le cou et la tailles

Dimensions: CM

Sizes	Long (below highest point of shoulder seam)	Width (monolayer)	Belt length	Length of sleeve	Deviation
108 × 138 (S)	108	137	65	58	± 2
115 × 137 (M)	115	138	65	58	± 2
120 × 150 (L)	120	150	65	59	± 2
130 × 150 (XL)	130	150	69	59	± 2
140 × 160 (XXL)	140	160	69	61	± 2

Emballage

1pc / sac, 50PCS / carton

Carton: 50cm *32 cm *30 cm, Environ 540 cartons dans un 20gp, 1080 cartons dans un 40hq

Instructions

1. Lavage des mains propres;
2. Vérification du paquet chirurgical stérile (pas expiré, endommagé, humide et ainsi de suite ..)
3. Enlevez le sac stérile et retirez le [robe](#) et ouvrez-le.
4. attraper le col de robes, le côté du cou doit être le visage du corps, léger, léger secouer les robes pour s'assurer qu'il est t otally ouverte;

5. Poser vos mains en selon deux manches, jusqu'à vos mains totalement sortir;

6. Tie fixe sur le cou et la taille, ajustez les liens bien s'adapter au corps, conformément à la contour de votre corps.

Stitched seams




Ultrasonic sealing seams





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
Klasifikasi: 100% Polyester





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orientHonest
MEDICAL INTERNATIONAL

