
## 3Ply non tissé <u>Masques de visage imprimés jetables</u> pour adultes

Tous <u>masque</u> sont fabriqués sur les matériaux de la plus haute qualité, offrant une excellente protection et un confort supérieur:

- Les matériaux non ponctionneurs sont lisses et confortables pour éliminer l'irritation de la peau
- Les couches de construction très respirantes restent cool, même pendant de longues cas
- Supproboop super doux rend un usage confortable pendant longtemps



#### Description du produit

Nom	Jetable <u>Masque de visage KF94</u>
Matériau	masque de visage non tissé
couleur	Noir, Bleu, Rouge, Vert, Jaune
Lieu d'origine	Hubei, Chine (continentale)
Spécifications	Protection de 1,4 plis, très respirante
	2.PFE> 95%, BFE> 95%
	3.Style: cravate de pont de nez ajustable sur
	4. High Filtration Efficacité
Type de pli	4 pli
style	poursuivre
Applications	Hôpital, laboratoire, industrie alimentaire, atelier sans poussière,
	électronique
	Les fabricants et ainsi de suite

Emballage	20pcs / boîte, 2000PCS / CTN ou selon vos exigences
Note	1.Ce produit est stérilisé par oxyde d'éthylène
	2.Disposable
remarque	Tout peut être spécial personnalisé en fonction de votre réel

#### **Produit Caractéristiques:**

**4Layers KF94 MASK AVEC ELLOPUDS,**20 \* 8cm (accepter la taille personnalisée)

La première couche: tissu non tissé de grade SS 50G (couche extérieure) La deuxième couche: 99 grades de 25 grammes de tissu soufflé de fusion La troisième couche: 99 grades de 25 grammes de tissu soufflé de fusion La quatrième couche: tissu non tissé de grade SS 30G (couche interne)

## Clip de nez

Pont de nez réglable,

## SSangle d'oreille élastique

Écouteurs d'oreilles d'oreille à oreilles élastiques élevées pendant une longue période.


#### Étanche

Test d'épreuve de l'eau, plus respirant

## Conception de pliage

Facile à recevoir

# **HOW TO USE**



- Remove mask from packaging.
- Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

## **Precautions for Use**

- 1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
- 2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
- 3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
- 4. This mask is disposable. Do not wash your mask.









