

**Tous les masques sont constitués de matériaux de la plus haute qualité, offrant une excellente protection et un confort supérieur:**

- Les matériaux non pelés sont lisses et confortables pour éliminer l'irritation de la peau
- Les couches de construction très respirantes restent cool, même pendant de longues cas
- Oreille super douce La boucle fait de l'air à l'aise pendant longtemps

### **Clip de nez**

Pont de nez réglable,

### **Sangle d'oreille élastique douce**

oreilles d'oreilles à oreille à oreille élastique élevée pendant une longue période.

### **Preuve de l'eau**

Test anti-eau, plus respirant

### **Design de pliage**

facile à recevoir

### **Produit Spécifications:**

Nom

Masque de visage KF94 jetable

#### **Matriel fabriqué**

Couche 1: PP Non tissé (impression personnalisée)

Couche 2: papier de filtration élevé

couche 3: papier de filtration élevé

Layer4: PP Non tissé

#### **Style**

Mply, avec boucle d'oreille ronde

#### **Taille des dimensions**

20 \* 8 cm

Poids du tissu

30gsm + 25gsm + 25gsm + 25gsm, pourrait être aussi votre demande

couleur

Masque coloré

Certificat

CE, ISO13485, FDA

MOQ

20000 pcs

Conception d'emballage

peut être comme votre conception

Emballage

50 pcs / boîte, 2000 pcs / CTN, ou comme condition

Capacité

1 million de PC par jour

Délai de livraison

7-30 jours

Applications

Hôpital, laboratoire, clinique, industrie alimentaire, atelier sans poussière

**L'image de KF94**



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL















Invisible Adjustable Soft Nose Clip  
Better Fit Your Face  
Barrier the Up Direction Air



High Strength Ear Loop  
Comfortable Ware  
No Hurt or Harm to Your Ear with  
Long Period Wearing



Extra Soft Accessible  
Skin Layer Inside soft  
Non-Woven Protective Layer  
No Harm to your Skin



# HOW TO USE



- 1 Remove mask from packaging.
- 2 Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4 Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

## Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.