

Fabricants d'anti-brouillard masque non tissé de visage, non tissé jetable brouillard masque libre, masques de sécurité

Spécification des anti-brouillard non tissé masque

Matériel	PP non tissé + papier de haute filtration + PP non tissé
boucle d'oreille	cravate ou boucle d'oreille élastique
barre de nez	, Bar 2 nez en plastique ou en métal, flexible, raccord fixe
Couleur	Blanc / bleu / vert / rose // orange / violet / jaune citron / Capri bleu / bordeaux / noir
Taille	17,5 * 9,5 cm, taille unique
MOQ	100.000 pièces
Prix	Négociable
Modalités de paiement	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal
Capacité d'approvisionnement	1.000.000 pcs / jour, 1 * 40 HQ conteneur peut être terminé en 15 jours
Temps de livraison	Normalement, 30 jours après l'ordre confirmé
Échantillon	L'échantillon est libre, peut être bien préparé en 2 jours

Comment porter non tissé jetable sans brouillard masque?

- 1) Appartement les masques de sécurité
- 2) masque Push plat à la face
- 3) Maintenez le masque avec la main gauche, et la poignée du cordon autour de la partie de l'oreille avec la main droite
- 4) Maintenez le masque avec la main droite, et à manipuler le cordon autour de la partie de l'oreille avec la main gauche.
- 5) Ouvrez les plis, et appuyez sur le pince-nez.

Photo de non tissé jetable brouillard masque libre



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





FAQ

Q1: .Comment pouvez-vous résoudre les problèmes de qualité le cas échéant?

A: Notre usine va payer la plus grande attention aux problèmes de qualité. Nous allons profondément enquêter sur les causes profondes des problèmes et trouver la meilleure solution pour éviter les problèmes futurs. En attendant, nous allons correspondre à la compensation pour nos clients.

Q2: Quelle est votre date de péremption des produits?

A: Environ 3-5 ans.

Q3: Est-ce votre entreprise at-elle un système de gestion de la qualité telles que ISO, EN ou certificat (s) de la CE?

R: Oui, nous avons CE, ISO13485, FDA. REACH et rapport NELSON.