

Tous les masques sont faits de matériaux de la plus haute qualité, offrant une excellente protection et un confort supérieur:

- Les matériaux non douloureux sont lisses et confortables pour éliminer l'irritation cutanée
- Les couches de construction très respirantes restent cool, même pendant de longs étuis
- Une boucle d'oreille super douce rend confortable le port pendant longtemps

Coup de nez

Pont de nez réglable

Sangle d'oreille élastique douce

Oreilles d'oreille à oreille élastique élevée pendant longtemps

Étanche

Test d'épreuve de l'eau, plus respirant


Plier la conception

Facile à recevoir

Spécifications du produit:

Nom	Masque facial KF94 jetable
Matriel fabriqué	Couche 1: PP non tissé (impression personnalisée) Couche 2: papier de filtration élevé Couche 3: papier de filtration élevé Couche 4: PP non tissé
Style	4ply, avec une boucle d'oreille plate de 3,2 mm
Taille des dimensions	20 * 8 cm
Poids du tissu	30gsm + 25gsm + 25gsm + 25gsm, pourrait être comme votre demande
Couleur	Masque de dégradé de couleurs
Certificat	CE, ISO13485, FDA
MOQ	20000 PCS
Conception d'emballage	peut être comme votre conception
Emballage	50 PC / Box, 2000 PC / CTN, ou comme exigence
Aptitude	1 million de PC par jour
Délai de livraison	7-30 jours
Applications	Hôpital, laboratoire, clinique, industrie alimentaire, atelier sans poussière

L'image de KF94



## HOW TO USE



- 1 Remove mask from packaging.
- 2 Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4 Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

## Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.





