

Tous les masques sont faits de matériaux de la plus haute qualité, offrant une excellente protection et un confort supérieur:

- Les matériaux non-localitifs sont lisses et confortables pour éliminer l'irritation cutanée
- Les couches de construction très respirantes restent cool, même pendant les longs étuis
- oreille super douce Loop rend confortable le port pour longtemps

Clip de nez

pont de nez réglable,

Bobine d'oreille élastique douce

Haute oreille de crochet d'oreille élastique pendant longtemps.

Proof de l'eau

Test de l'épreuve de l'eau, plus respirant

Design de pliage de conception de pli

Facile à recevoir

Produit Spécifications:

Nom	Masque facial jetable KF94
Matriel fabriqué	Couche 1: PP non tissé (impression personnalisée) Couche 2: Papier de filtration élevé Couche 3: Papier de filtration élevé Layer4: PP non tissé
Style	4ply, avec boucle d'oreille ronde
Taille des dimensions	20 * 8 cm
Poids de tissu	30gsm + 25gsm + 25gsm + 25gsm, pourrait être comme votre demande
Couleur	Masque coloré
Certificat	CE, ISO13485, FDA
MOQ	20000 PCS
Conception d'emballage	peut être comme votre conception
Emballage	50 pcs / box, 2000 pcs / ctn, ou comme exigence
Capacité	1 million de PC par jour
Délai de livraison	7-30 jours
Applications	Hôpital, laboratoire, clinique, industrie alimentaire, atelier sans poussière


L'image de KF94












Invisible Adjustable Soft Nose Clip
Better Fit Your Face
Barrier the Up Direction Air



High Strength Ear Loop
Comfortable Ware
No Hurt or Harm to Your Ear with
Long Period Wearing



Extra Soft Accessible
Skin Layer Inside soft
Non-Woven Protective Layer
No Harm to your Skin

HOW TO USE



- 1 Remove mask from packaging.
- 2 Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4 Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.