

## Tous les masques sont faits de matériaux de la plus haute qualité, offrant une excellente protection et un confort supérieur:

- Les matériaux non-localitifs sont lisses et confortables pour éliminer l'irritation cutanée
- Les couches de construction très respirantes restent cool, même pendant les longs étuis
- oreille super douce Loop rend confortable le port pour longtemps

### Clip de nez

pont de nez réglable,

### Bobine d'oreille élastique douce

Haute oreille de crochet d'oreille élastique pendant longtemps.

### Proof de l'eau

Test de l'épreuve de l'eau, plus respirant

### Design de pliage de conception de pli

Facile à recevoir

### Produit Spécifications:

Nom	Masque facial jetable KF94
<a href="#">Matriel fabriqué</a>	Couche 1: PP non tissé (impression personnalisée) Couche 2: Papier de filtration élevé Couche 3: Papier de filtration élevé Layer4: PP non tissé
<a href="#">Style</a>	4ply, avec boucle d'oreille ronde
<a href="#">Taille des dimensions</a>	20 * 8 cm
Poids de tissu	30gsm + 25gsm + 25gsm + 25gsm, pourrait être comme votre demande
Couleur	Masque coloré
Certificat	CE, ISO13485, FDA
MOQ	20000 PCS
Conception d'emballage	peut être comme votre conception
Emballage	50 pcs / box, 2000 pcs / ctn, ou comme exigence
Capacité	1 million de PC par jour
Délai de livraison	7-30 jours
Applications	Hôpital, laboratoire, clinique, industrie alimentaire, atelier sans poussière

### L'image de KF94















Invisible Adjustable Soft Nose Clip  
Better Fit Your Face  
Barrier the Up Direction Air



High Strength Ear Loop  
Comfortable Ware  
No Hurt or Harm to Your Ear with  
Long Period Wearing



Extra Soft Accessible  
Skin Layer Inside soft  
Non-Woven Protective Layer  
No Harm to your Skin



# HOW TO USE



- 1 Remove mask from packaging.
- 2 Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4 Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

## Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.