

Tous les masques sont constitués de matériaux de la plus haute qualité, offrant une excellente protection et un confort supérieur:

- Les matériaux non pelés sont lisses et confortables pour éliminer l'irritation de la peau
- Les couches de construction très respirantes restent cool, même pendant de longues cas
- Oreille super douce La boucle fait de l'air à l'aise pendant longtemps

Clip de nez

Pont de nez réglable,

Sangle d'oreille élastique douce

oreilles d'oreilles à oreille à oreille élastique élevée pendant une longue période.

Étanche

Test anti-eau, plus respirant

Conception de pliage

facile à recevoir

Produit Spécifications:

Nom	Masque de visage KF94 jetable
Tissu m ATÉAL	Couche 1: PP Non tissé (impression personnalisée) Couche 2: papier de filtration élevé couche 3: papier de filtration élevé couche 4: PP non tissé
style	Mply, avec boucle d'oreille ronde
Dimensions Taille	20 * 8 cm
Poids en tissu	30 GSM + 25GSM + 25gsm + 25gsm, pourrait être aussi votre demande
Couleur	Masque coloré
Certificat	CE, Iso13485, FDA
Moq	20000 pcs
Conception d'emballage	peut être comme votre conception
Emballage	5 0 PCS / Box, 2000 pcs / CTN, ou comme condition requise
Aptitude	1 million PC par jour
Délai de livraison	7-30 jours
Applications	Hôpital, Laboratoire, clinique, industrie alimentaire, atelier sans poussière

La photo de kf94











HOW TO USE



- 1 Remove mask from packaging.
- 2 Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4 Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.