Tous les masques sont constitués de matériaux de la plus haute qualité, offrant une excellente protection et un confort supérieur:

- Les matériaux non pelés sont lisses et confortables pour éliminer l'irritation de la peau
- Les couches de construction très respirantes restent cool, même pendant de longues cas
- Oreille super douce La boucle fait de l'air à l'aise pendant longtemps

Clip de nez

Pont de nez réglable,

Sangle d'oreille élastique douce

oreilles d'oreilles à oreille élastique élevée pendant une longue période.

Étanche

Test anti-eau, plus respirant

Conception de pliage

facile à recevoir

Produit Spécifications:

Nom Masque de visage KF94 jetable

Tissu m ATÉAL Couche 1: PP Non tissé (impression personnalisée)

Couche 2: papier de filtration élevé couche 3: papier de filtration élevé

couche 4: PP non tissé

style Mply, avec boucle d'oreille ronde

Dimensions Taille 20 * 8 cm

Poids en tissu 30 GSM + 25GSM + 25gsm + 25gsm, pourrait être aussi votre demande

Couleur Masque coloré Certificat CE, Iso13485, FDA

Mog 20000 pcs

Conception peut être comme votre conception

d'emballage

Emballage 5 0 PCS / Box, 2000 pcs / CTN, ou comme condition requise

Aptitude 1 million PC par jour

Délai de livraison 7-30 jours

Applications Hôpital, Laboratoire, clinique, industrie alimentaire, atelier sans poussière


La photo de kf94












HOW TO USE



- Remove mask from packaging.
- Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

Precautions for Use

- 1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
- 2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
- 3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
- 4. This mask is disposable. Do not wash your mask.