

Semua topeng terbuat dari bahan berkualitas tinggi, memberikan perlindungan yang sangat baik dan kenyamanan superior:

- Bahan-bahan non-linting halus dan nyaman untuk menghilangkan iritasi kulit
- Lapisan konstruksi yang sangat bernapas tetap dingin, bahkan selama kasus lama
- Loop telinga super lembut membuat nyaman dipakai untuk waktu yang lama

Klip hidung

Jembatan hidung yang dapat disesuaikan,

Tali telinga elastis lembut

Telinga kait telinga elastis tinggi untuk waktu yang lama.

Tahan air

Tes Bukti Air, Lebih Bernapas

Lipat desain


Mudah diterima

Spesifikasi Produk:

Nama	Masker Wajah KF94 sekali pakai
Bahan kain	Lapisan 1: PP Non Woven (Pencetakan Disesuaikan) Lapisan 2: Kertas Filtrasi Tinggi Layer 3: Kertas Filtrasi Tinggi Layer4: PP Non Woven
Gaya	4ply, dengan putaran telinga loop
Ukuran dimensi	20 * 8 cm
Berat kain	30GSM + 25GSM + 25GSM + 25GSM, bisa sebagai permintaan Anda
Warna	Masker berwarna-warni
Sertifikat	CE, ISO13485, FDA
MOQ.	20000 pcs.
Desain pengepakan	dapat seperti desain Anda
Sedang mengemas	50 pcs / box, 2000 pcs / ctn, atau sebagai kebutuhan Anda
Kemampuan	1 juta pcs per hari
Waktu pengiriman	7-30 hari
Aplikasi	Rumah Sakit, Laboratorium, Klinik, Industri Makanan, Lokakarya Bebas Debu

Sampel dapat disediakan sesuai permintaan. Selamat datang pertanyaan Anda.

Gambar KF94



HOW TO USE



- 1** Remove mask from packaging.
- 2** Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3** Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4** Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.





