

## Product details

### Indikasi masker mulut isolasi

- 1) mmeminta adalah tahan cairan dan sekali pakai masker
- 2) Plain rotect dari bakteri dihembuskan oleh pemakainya
- 3) Reduces paparan pemakainya cipratan darah dan cairan tubuh.
- 4)'s ringan, dan dirancang untuk memberikan kenyamanan dan mudah bernapas

### Cara menggunakan angin perlindungan masker wajah

- 1) Tempatkan masker di hidung dan mulut, dan menempatkan telinga lingkaran di sekitar telinga masing-masing
- 2) Tarik bagian bawah masker di bawah dagu dan cetakan hidung sepotong sekitar hidung
- 3) Masker harus menutup wajah dari hidung ke bawah dagu
- 4) Buang masker setelah digunakan, tidak rmasker euse

### Kemasan dari masker bedah sekali pakai 3Ply

Spesifikasi	packing yang normal	Ukuran karton	1 * 40 HQ kontainer dapat menahan (Pcs)
17,5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 pcs / box, 40 kotak / ctn	52 * 19 * 42cm	3.280.000 Pcs
17,5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 pcs / box, 40 kotak / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 Pcs

Catatan: semua bisa menjadi istimewa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda yang sebenarnya

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## Our business process



## The regular shipment way

