

ikhtisar konfigurasi

Ini [gaun](#) dirancang untuk perlindungan opsional selama prosedur bedah durasi sedang yang melibatkan

risiko infeksi sedang.

. Ini terdiri dari:

Bahan: SMS, PP, PP+PE, CPE

Warna: Biru, Putih

2 lengan panjang dengan manset rajutan atau manset elastis

Leher belakang velcro, ikat di leher atau kerah bundar dan pinggang

spesifikasi teknis

Rekomendasikan Bahan Baku: [SMS](#), Pp+pe, cpe

Gaya: dua lengan panjang dengan manset rajutan, leher belakang velcro atau dasi di leher dan pinggang

Dimensi: cm

Sizes	Long (below highest point of shoulder seam)	Width (monolayer)	Belt length	Length of sleeve	Deviation
108 × 138 (S)	108	137	65	58	± 2
115 × 137 (M)	115	138	65	58	± 2
120 × 150 (L)	120	150	65	59	± 2
130 × 150 (XL)	130	150	69	59	± 2
140 × 160 (XXL)	140	160	69	61	± 2

pengemasan

1PC/ tas, 50PC/carton

Karton: 50cm*32 cm*30 cm, Sekitar 540 karton dalam 20gp, 1080 karton dalam satu 40hq

instruksi

1. Cuci tangan bersih;
2. Memeriksa paket bedah steril (tidak kedaluwarsa, rusak, basah dan sebagainya ..)
3. Lepaskan tas steril dan keluarkan [gaun](#) dan buka.
4. Menangkap kerah gaun, dasi di sisi leher harus menghadap ke tubuh, sedikit Shake the Gowns untuk memastikannya t Otally membuka;

5. Meletakkan tangan Anda ke dalam dua lengan, sampai tangan Anda benar-benar keluar;
6. Tie tetap di leher dan pinggang, sesuaikan ikatan yang pas pada tubuh, menyesuaikan diri dengan yang sesuai dengan kontur tubuh Anda.

Stitched seams




Ultrasonic sealing seams





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
Klasifikasi: 100% Polyester





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orientHonest
MEDICAL INTERNATIONAL

