

Spesifikasi Produk:

4layers. [Topeng KF94](#). dengan pengait, dewasa 20 * 8cm,

Lapisan pertama: kain non-woven (lapisan luar)

Lapisan kedua: melelehkan kain yang ditiup

Lapisan ketiga: melelehkan kain yang ditiup

Lapisan Keempat: Kain Non-Woven (Lapisan Dalam)

Klip hidung

Jembatan hidung yang dapat disesuaikan,

Tali telinga elastis lembut

Telinga kait telinga elastis tinggi untuk waktu yang lama.

Tahan air

Tes Bukti Air, Lebih Bernapas

Lipat desain

Mudah diterima




Deskripsi Produk

Nama	Masker Wajah KF94 sekali pakai
Bahan	Masker wajah nonwoven

Warna	Hitam, Biru, Merah, Hijau, Kuning
Tempat asal	Hubei, China (Mainland)
Spesifikasi	1.4-ply perlindungan, sangat bernapas
	2.PFE> 95%, BFE> 95%
	3.Style: ikat jembatan hidung yang dapat disesuaikan
	4. efisiensi filtrasi tinggi.
Tipe Ply.	4 lapis
Gaya	earloop.
Aplikasi	Rumah Sakit, Laboratorium, Industri Makanan, Lokakarya Debu Gratis, Elektronik produsen dan sebagainya
Sedang mengemas	20 pcs / box, 2000pcs / ctn, atau sebagai kebutuhan Anda
Komentar	Semua bisa disesuaikan khusus sesuai dengan aktual Anda

HOW TO USE



- 1 Remove mask from packaging.
- 2 Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4 Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.



