


3ply Non Woven. Masker wajah dicetak sekali pakai untuk orang dewasa

semua **topeng**. terbuat dari bahan berkualitas tinggi, memberikan perlindungan yang sangat baik dan kenyamanan superior:

- Bahan non-linting halus dan nyaman untuk menghilangkan iritasi kulit
- Lapisan konstruksi yang sangat bernapas tetap dingin, bahkan selama kasus lama
- Super Soft Earloop membuat nyaman dipakai untuk waktu yang lama



Deskripsi Produk

Nama	sekali pakai KF94 Face Mask .
Material	Masker wajah nonwoven
Warna	Hitam, biru, merah, hijau, kuning
tempat asal	Hubei, China (Mainland)
Spesifikasi	1.4-ply protection, sangat bernapas 2.Pfe> 95%, BFE> 95% 3.Style: ikat jembatan hidung yang dapat disesuaikan 4. efisiensi filtrasi tinggi
jenis ply	4 lapis
Gaya	earloop.
Aplikasi	Rumah Sakit, Laboratorium, Industri Makanan, Lokakarya Bebas Debu, Elektronik produsen dan sebagainya
Packing	20 pcs / box, 2000pcs / ctn, atau sebagai kebutuhan Anda

Catatan	1. Produk ini disterilkan oleh ethylene oxid
	2. Aposisi
komentar	Semua bisa disesuaikan khusus sesuai dengan yang sebenarnya

Produk Spesifikasi:

4Layers KF94 mask dengan pengait, 20 * 8cm (Terima Ukuran Disesuaikan)

Lapisan pertama: SS grade 50g kain non-woven (lapisan luar)

Lapisan kedua: 99 kelas 25 gram kain tebal meleleh

Lapisan ketiga: 99 kelas 25 gram kain tebal meleleh

Lapisan keempat: SS grade 30g kain non-woven (lapisan dalam)

Klip hidung

Jembatan hidung yang dapat disesuaikan,

soft tali telinga elastis

Telinga kait telinga elastis tinggi untuk waktu yang lama.


Tahan air

Tes Bukti Air, Lebih Bernapas

Lipat desain

Mudah diterima

HOW TO USE



- 1 Remove mask from packaging.
- 2 Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4 Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.









