

Semua topeng terbuat dari bahan berkualitas tinggi, memberikan perlindungan yang sangat baik dan kenyamanan unggul:

- Bahan non-linting halus dan nyaman untuk menghilangkan iritasi kulit
- Lapisan konstruksi yang sangat bernafas tetap dingin, bahkan selama kasus panjang
- Loop telinga super lembut membuat pemakaian nyaman untuk waktu yang lama

Klip hidung

Jembatan hidung yang bisa disesuaikan

Tali telinga elastis lembut

Telinga telinga telinga elastis tinggi untuk waktu yang lama

Tahan air

Tes Bukti Air, lebih bernapas


Desain lipat

Mudah diterima

Spesifikasi Produk:

Nama	Masker wajah Kf94 sekali pakai
Bahan kain	Layer 1: pp non anyaman (pencetakan khusus) Layer 2: Kertas Filtrasi Tinggi Layer 3: Kertas Filtrasi Tinggi Lapisan 4: pp non anyaman
Gaya	4ply, dengan loop telinga datar 3.2mm
Ukuran dimensi	20 * 8 cm
Berat kain	30GSM + 25GSM + 25GSM + 25GSM, bisa menjadi permintaan Anda
Warna	Topeng gradien warna
Sertifikat	CE, ISO13485, FDA
Moq	PC 20000
Desain Pengemasan	bisa seperti desain Anda
Sedang mengemas	50 pcs /box, 2000 pcs /ctn, atau sebagai kebutuhan Anda
Kemampuan	1 juta PC per hari
Waktu pengiriman	7-30 hari
Aplikasi	Rumah Sakit, Laboratorium, Klinik, Industri Makanan, Lokakarya Bebas Debu

Gambar KF94



HOW TO USE



- 1 Remove mask from packaging.
- 2 Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4 Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.





