

**semua topeng terbuat dari bahan berkualitas tinggi, memberikan perlindungan yang sangat baik dan kenyamanan unggul:**

- Bahan non-linting halus dan nyaman untuk menghilangkan iritasi kulit
- Lapisan konstruksi yang sangat bernafas tetap dingin, bahkan selama kasus panjang
- telinga super lembut loop membuat nyaman dipakai untuk waktu yang lama

**klip hidung**

jembatan hidung yang dapat disesuaikan,

**tali telinga elastis lunak elastis lunak**

Telinga telinga telinga elastis tinggi untuk waktu yang lama.

**Bukti Air**

tes bukti air, lebih bernapas bernapas

**desain lipat lipat**

mudah diterima>

>

**produk spesifikasi:**

name	masker wajah kf94 sekali pakai
<b>Bahan kain</b>	layer 1: pp non anyaman (pencetakan khusus) Layer 2: Kertas Filtrasi Tinggi layer 3: kertas filtrasi tinggi layer4: pp non anyaman
<b>Gaya</b>	4ply, dengan loop telinga bundar
<b>Ukuran dimensi</b>	20 * 8 cm
bobot kain	30gsm + 25gsm + 25gsm + 25gsm, bisa menjadi permintaan Anda
Color	topeng berwarna-warni
sertifikat	ce, iso13485, fda
moq	20000 pcs
Desain	bisa sebagai desain Anda
Pengepakan	
packing	50 pcs /box, 2000 pcs /ctn, atau sebagai kebutuhan Anda
kemampuan	1 juta pcs per hari
waktu pengiriman	7-30 hari
Aplikasi	rumah sakit, laboratorium, klinik, industri makanan, lokakarya bebas debu

>

**gambar KF94**

>

>







orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL






Invisible Adjustable Soft Nose Clip  
Better Fit Your Face  
Barrier the Up Direction Air



High Strength Ear Loop  
Comfortable Ware  
No Hurt or Harm to Your Ear with  
Long Period Wearing



Extra Soft Accessible  
Skin Layer Inside soft  
Non-Woven Protective Layer  
No Harm to your Skin



# HOW TO USE



- 1 Remove mask from packaging.
- 2 Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4 Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

## Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.