

semua topeng terbuat dari bahan berkualitas tinggi, memberikan perlindungan yang sangat baik dan kenyamanan unggul:

- Bahan non-linting halus dan nyaman untuk menghilangkan iritasi kulit
- Lapisan konstruksi yang sangat bernafas tetap dingin, bahkan selama kasus panjang
- telinga super lembut loop membuat nyaman dipakai untuk waktu yang lama

klip hidung

jembanan hidung yang dapat disesuaikan,

tali telinga elastis lunak elastis lunak

Telinga telinga telinga elastis tinggi untuk waktu yang lama.

Bukti Air

tes bukti air, lebih bernapas bernapas

desain lipat lipat

mudah diterima>

>

produk spesifikasi:

name	masker wajah kf94 sekali pakai
Bahan kain	layer 1: pp non anyaman (pencetakan khusus) Layer 2: Kertas Filtrasi Tinggi layer 3: kertas filtrasi tinggi layer4: pp non anyaman
Gaya	4ply, dengan loop telinga bundar
Ukuran dimensi	20 * 8 cm
bobot kain	30gsm + 25gsm + 25gsm + 25gsm, bisa menjadi permintaan Anda
Color	topeng berwarna-warni
sertifikat	ce, iso13485, fda
moq	20000 pcs
Desain Pengepakan	bisa sebagai desain Anda
packing	50 pcs /box, 2000 pcs /ctn, atau sebagai kebutuhan Anda
kemampuan	1 juta pcs per hari
waktu pengiriman	7-30 hari
Aplikasi	rumah sakit, laboratorium, klinik, industri makanan, lokakarya bebas debu

>

gambar KF94

>

>



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL







orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL







HOW TO USE



- 1 Remove mask from packaging.
- 2 Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4 Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.