

## Pakai masker wajah dengan pengait telinga, sakit masker sekali pakai, pakai masker pabrik

### Rincian Cepat untuk masker rumah sakit sekali pakai

- 1) Lapisan: 3ply, PP non woven + kertas filtrasi tinggi + PP non woven
- 2) Ukuran: 19.5X7.5cm
- 3) Warna: putih / biru / hijau / merah muda / kuning / orange / ungu / lemon / Capri biru / merah anggur / hitam,  
kami memiliki 11 warna yang berbeda benar-benar.
- 4) loop Telinga: datar elastis, bulat elastis, atau dasi di telinga lingkaran
- 5) Hidung bar: Plastik atau logam

### masker sekali pakai kami dapat mencapai mengikuti standar kualitas

- 1) Sesuai dengan EN14683: 2005
- 2) efisiensi penyaringan bakteri (BFE%) & gt; 99%.
- 3) TIPE IIR standar, ketahanan terhadap penetrasi oleh sintesis darah 120mmHg.

### Cara memakai masker wajah sekali pakai dengan pengait telinga

- 1) datar masker sekali pakai
- 2) Dorong masker sekali pakai datar untuk wajah
- 3) Pegang topeng dengan tangan kiri, dan menanganinya lanyard di sekitar bagian telinga dengan tangan kanan
- 4) Pegang topeng dengan tangan kanan, dan menanganinya lanyard di sekitar bagian telinga dengan tangan kiri.
- 5) Buka lipatan, dan tekan klip hidung.

### Kemasan topeng rumah sakit pakai

Spesifikasi	packing yang normal	Ukuran karton	1 * 40 HQ kontainer dapat menahan (Pcs)
17,5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 pcs / box, 40 kotak / ctn	52 * 19 * 42cm	3.280.000 Pcs
17,5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 pcs / box, 40 kotak / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 Pcs

Catatan: semua bisa menjadi istimewa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda yang sebenarnya

### Informasi lain dari masker sekali pakai dengan pengait telinga

MOQ	100.000 pcs
Harga	Negotiable
Syarat pembayaran	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal
kemampuan pasokan	1.000.000 pcs / hari, 1 * 40 HQ kontainer dapat selesai dalam 15 hari

waktu pengiriman	Biasanya 30 hari setelah dikonfirmasi pesanan
Mencicipi	Sampel gratis, dapat disiapkan dengan baik dalam 2 hari

**Gambar masker sekali pakai dengan pengait telinga**





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

