

Deskripsi dari apron pakai

Medis apron pakai dapat dibuat dari SPP, SMS, mikro PP + PE, PE & amp; bahan CPE.

Banyak warna untuk referensi

indikasi dari apron pakai

1. Medical apron pakai secara luas digunakan di rumah sakit, medis, restoran, obat memeriksa, Hotel, pekerjaan rumah tangga, lukisan dan coating industri, percetakan dan pencelupan industri, salon kecantikan, pengolahan makanan dll
2. produk steril digunakan untuk rumah sakit tenaga medis klinis.
3. apron pakai medis bisa mencegah penyebaran tubuh cairan dan percikan darah kadar dan mengisolasi debu, partikel, alkohol, darah, bakteri dan virus yang menyerang.

Keuntungan dari apron pakai

1. Baik penghalang cairan, ringan mudah digunakan, lateks bebas.
2. Lindungi dari cipratan air. Tahan air, minyak bukti.
3. Permukaan: halus atau timbul
4. Single-gunakan. Dirancang Untuk Maksimalkan Kenyamanan
5. Hanging gaya leher.

spesifikasi apron pakai

Bahan	PVC, PP, PE, PP / PE, CPE, SMS
Berat	PP25-65G, PP / PE40-65G, SMS35-65G, PVC, PE, CPE
Gaya	Jahit, mesin otomatis dibuat
Ukuran	61 * 107cm, 71 * 117cm; 70 * 120cm, 80 * 140cm atau disesuaikan
Warna	Biru, putih, hijau, kuning, merah, dll
pengepakan	100pcs / tas, 10 tas / ctn atau 100pcs / box, 10boxes / ctn. Sebagai kebutuhan Anda
desain kemasan	Semua kotak batin dan pencetakan karton dapat sebagai desain Anda
Aplikasi	Banyak digunakan dalam bidang pemeriksaan medis, penanganan makanan, restoran, berkebun, rumah tangga, dll
MOQ	5000 PCS

Gambar apron pakai







FAQ:

Q: 1. Are Anda produsen atau perusahaan perdagangan, dan kapan perusahaan Anda didirikan?

A: Ya, kami langsung produsen, pabrik kami didirikan pada tahun 2003, kami memiliki perusahaan hak diekspor kita sendiri pada tahun 2013.

Q: 2. Apakah omset tahunan untuk perusahaan Anda?

A: Biasanya itu adalah sekitar USD18 juta-20 juta, masih dalam pertumbuhan.

Q: 3. Apakah perusahaan Anda memiliki sistem manajemen mutu seperti ISO, EN atau sertifikat CE (s)?

A: Ya, kami memiliki CE, ISO13485, FDA. REACH dan laporan NELSON.

Q: 4. Can saya mendapatkan sampel gratis untuk memeriksa kualitas? Berapa lama waktu yang saya bisa mendapatkannya?

A: Ya, sampel kami dapat diberikan gratis dalam waktu 3-7 hari.