

Tutte le maschere sono realizzate con materiali di altissima qualità, fornendo un'eccellente protezione e comfort superiore:

- I materiali non fodera sono liscia e confortevoli per eliminare l'irritazione della pelle
- Gli strati di costruzione altamente traspirante rimangono freschi, anche durante lunghi casi
- Loop per orecchie soft super rende comodo indossare per molto tempo

Clip del naso

Ponte del naso regolabile,

Cinturino per orecchie elastici morbidi

Orecchie ad orecchie elastiche ad orecchio elastico per lungo tempo.

Impermeabile

Test a prova di acqua, più traspirante

Piegare la progettazione


Facile da ricevere

Specifiche del prodotto:

Nome	Maschera viso kf94 monouso
Materiale del tessuto	Layer 1: PP Non tessuto (stampa personalizzata) Layer 2: Alta carta di filtrazione Layer 3: carta di filtrazione elevata Layer4: PP Non tessuto
Stile	4ply, con ciclo auricolare rotondo
Dimensioni dimensioni	20 * 8 cm
Peso del tessuto	30GSM + 25GSM + 25GSM + 25GSM, potrebbe essere come la tua richiesta
Colore	Maschera colorata
Certificato	CE, ISO13485, FDA
MOQ.	20000 PCS.
Design di imballaggio	può essere come il tuo design
Imballaggio	50 PCS / BOX, 2000 PCS / CTN o come requisito
Capacità	1 milione di PC al giorno
Tempo di consegna	7-30 giorni
Applicazioni	Ospedale, laboratorio, clinica, industria alimentare, laboratorio privo di polvere

I campioni possono essere forniti come richiesto. Benvenuto la tua richiesta.

L'immagine di KF94



HOW TO USE



- 1** Remove mask from packaging.
- 2** Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3** Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4** Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.





